

## **BIAwIn - setup bzw. update auf win7**

*Für dieses Prozedere ist einzig windows bzw. win7 verantwortlich – nicht etwa EgoFit! Wir führen hier keine Schulungen für win7 durch.*

Grundvoraussetzung ist, dass der win7 Rechner, bzw. der Benutzer **mit allen Administratorrechten** ausgestattet ist und vor allem die Benutzerkontensteuerung muss auf das niedrigste Niveau eingestellt sein, auch wenn das win7 nicht „so toll findet“:

*Unten links auf START klicken, es öffnet sich ein "Kasten" mit verschiedenen Programmen und Funktionen zur Auswahl. Rechts oben drauf befindet sich das "Icon" des angemeldeten Benutzers. Klickt man darauf, öffnet sich ein Feld "Änderungen am eigenen Konto durchführen".*

*Die unterste Funktion ist:*

*„Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern“ - draufklicken...*

*Den Schieberegler ganz nach unten stellen auf "**Nie benachrichtigen**".*

Die bisherigen Messdaten und die Daten zur Person sind in 2 Dateien gespeichert, die windows7 an eine andere Stelle platziert als das bei windows XP der Fall war.

Auch die Informationsdatei Datei wird anders installiert.

Die Dateien heißen:

*kunden.mdb*

*biawin.mdb*

und

*biawin.ini*

Diese findet man unter XP in den Verzeichnissen:

*c:\programme\biawin*

*kunden.mdb*

*biawin.ini*

*c:\programme\biawin\biawin*

*biawin.mdb*

*[FÜR SPÄTER bereits auch an dieser Stelle erwähnt: Die Lizenz ist auf einer Datei mit dem Namen biawin.liz*

*Diese ist auch in diesem Verzeichnis zu finden und muss kopiert werden*

*c:\programme\biawin]*

1. *Alle diese Dateien kopieren – am besten auf einen USB-Stick*
2. *win7 Rechner wie oben erklärt mit allen Rechten ausstatten*
3. *BIAwIn (ab Version 3.3.167) für win7 auf dem win7 – Computer installieren*
4. *Daten – Dateien kopieren in:*
  - C:\programdata\legofit ...hierhin die kunden.mdb*
  - C:\programdata\legofit\biawin ...hierhin die biawin.mdb*
  - C:\programme\biawin ...hierhin die biawin.ini*
5. *BIAwIn Programm starten*
6. *Frage nach der Lizenz – bestehende Lizenz einspielen – Lizenzdatei in entsprechendem Laufwerk bereitstellen (z.B. auf USB-Stick) oder zuvor die Lizenzdatei biawin.liz in das Laufwerk c:\ kopieren*

*Nun sollte sich die BIAwin-Software mit der Lizenz öffnen.*

*Die Einstellungen für die Verbindung mit dem Messgerät müssen neu erstellt werden, da ja nun eine neue Verbindung hergestellt werden soll.*

*Hierzu das BIA-Messgerät (eingeschaltet) in die USB – Schnittstelle stecken. Win7 ordnet automatisch eine Schnittstelle (com-port) zu. Diese Schnittstelle kann mit der Funktion gefunden werden:*

*Konfiguration – Messgerät - Gerät suchen (Button)*

*Das BIA muss hierzu angeschlossen und eingeschaltet sein.*

*Falls die Verbindung nicht gefunden wird, kann im System nachgeschaut werden, wie sich win7 konfiguriert hat:*

*Start – Systemsteuerung – System – Hardware – Anschlüsse (com und lpt)...*

*dort nachschauen, wie sich der USB-port eingerichtet hat, etwa USB auf port37*

*Diese Zuordnung ändert win7 automatisch, wenn das BIA Gerät mit einem anderen USB port verbunden wird.*